

# ***DIVISIONE INDUSTRIALE***

## **Elettrostimolazione**

**Gel**

**Elettrodi Adesivi**

**Accessori**





## **Elettrodi ed Accessori per elettrostimolazione..... pag. 5**

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo a bassissima impedenza.....	pag. 5
Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo con superficie esterna isolata.....	pag. 5
Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo completi di patch di gel.....	pag. 5
Patch di gel adesivo/conduttivo di ricambio.....	pag. 6
Elettrodi riutilizzabili "Easy Stim" con supporto in daino sintetico.....	pag. 6
Elettrodi con supporto in daino sintetico e superficie esterna isolata.....	pag. 6
Spugne porta elettrodi riutilizzabili.....	pag. 7
Spugne idrocomprese.....	pag. 7
Fasce in para.....	pag. 8
Fasce con velcro di chiusura maschio/femmina.....	pag. 8
Fasce con velcro di chiusura maschio/maschio.....	pag. 9
Fasce riutilizzabili in materiale conduttivo.....	pag. 10
Elettrodi per stimolazione con supporto in tessuto conduttivo.....	pag. 11
Elettrodi con supporto in Foam e alluminio.....	pag. 12
Gel elettroconduttore.....	pag. 13
Elettrodi di massa.....	pag. 14
Maschere per elettrostimolazione e ionoforesi.....	pag. 14
Ciabattine conduttive per elettrostimolazione.....	pag. 15
Guanti conduttivi per stimolazione.....	pag. 15
Calzini conduttivi per stimolazione.....	pag. 15
Adattatori.....	pag. 16
Sdoppiatori.....	pag. 17
Piastre monouso pregellate.....	pag. 18

## **Miscellanea..... pag. 19**

Manipoli per RF e carcapunti con relativi accessori.....	pag. 19
Cavetti di collegamento unipolari a clip.....	pag. 20
Cavetti di collegamento con terminale o presa solo da una parte.....	pag. 20
Cavetti di collegamento flessibili bipolari a clips per elettrodi snap.....	pag. 21
Cavetti multipolari con terminali a clip.....	pag. 21
Cavetti tipo piattina con terminali a clip stampati.....	pag. 22
Cavetti tipo piattina con terminale maschio 2mm stampato.....	pag. 22
Cavetti colorati tipo piattina.....	pag. 23
Componentistica varia.....	pag. 23



## *Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo*

### *Elettrodi riutilizzabili in silicone a bassissima impedenza*

**attacco 4 mm femmina**

PG925/4	∅ 25mm
PG950/4	∅ 50mm
PG970/4	50x50mm
PG980/4	60x85mm
PG916/4	50x100mm
PG912/4	80x120mm
PG917/4	120x160mm

**attacco 2 mm femmina**

PG925/2	∅ 25mm
PG950/2	∅ 50mm
PG970/2	50x50mm
PG980/2	60x85mm
PG916/2	50x100mm
PG912/2	80x120mm

**attacco 2 mm maschio**

PG925/22	∅ 25mm
PG950/22	∅ 50mm
PG970/22	50x50mm
PG980/22	60x85mm
PG916/22	50x100mm
PG912/22	80x120mm

**attacco 4 mm maschio**

PG-925/44	∅ 25mm
PG950/44	∅ 50mm
PG970/44	50x50mm
PG980/44	60x85mm
PG916/44	50x100mm
PG912/44	80x120mm
PG917/44	120x160mm

### *Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo con superficie esterna isolata*



PG960/75	∅ 75mm connessione 2mm femina
PG960/95	∅ 95mm connessione 2mm femina

## *Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo*




### *Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo completi di patch di gel*

PG971/40G	40x40mm connessione 2mm femmina
PG971/50G	50x50mm connessione 2mm femmina
PG971/35G	35x45mm connessione 2mm femmina



### *Patch di gel adesivo/conduttivo di ricambio*

PG271/40	per elettrodo PG-971/40G
PG271/50	per elettrodo PG-971/50G
PG271/35	per elettrodo PG-971/35G



### *Elettrodi riutilizzabili per elettrostimolazione "Easy Stim" con supporto in daino sintetico*

PG701	35x45mm	connessione a clip
PG702	60x45mm	connessione a clip
PG703	60x80mm	connessione a clip
PG704	80x120mm	connessione a clip
PG705	120x220mm	connessione a clip
PG706	120x160mm	connessione a clip


### *Elettrodi con supporto in daino sintetico e superficie esterna isolata*



PG721	35x45mm	connessione a clip
PG722	60x45mm	connessione a clip
PG723	60x80mm	connessione a clip
PG724	80x120mm	connessione a clip
PG725	120x220mm	connessione a clip
PG726	120x160mm	connessione a clip

## Spugne

### Spugne porta elettrodi riutilizzabili




#### Spugne in daino sintetico

PG970	60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980	70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916	60x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912	105x135 - per elettrodo 80x120mm
PG917	140x180 - per elettrodo 120x160mm
PG913/99	daino sintetico in rotoli altezza mm140
PG913/60	daino sintetico in rotoli altezza mm 60



#### Spugne in spontex


PG970S	60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980S	70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916S	70x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912S	110x140 - per elettrodo 80x120mm
PG917S	140x180 - per elettrodo 120x160mm



#### Spugne in spontex - colore fucsia

PG970SF	60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980SF	70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916SF	70x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912SF	110x140 - per elettrodo 80x120mm
PG917SF	140x180 - per elettrodo 120x160mm


### Spugne idrocompresse



PG926/40	Ø 40 mm
PG926/56	Ø 56 mm
PG926/95	Ø 95 mm
PG926/S1	dim. 46 x 71 mm
PG926/S3	dim. 90 x 140 mm
PG926/S4	dim. 140 x 190 mm
PG926/S5	dim. 60 x 85 mm
PG926/99	dim. 704 x 304 mm
PG926/46/4	Ø 46 mm - con 4 fori
PG926/55/4	Ø 55 mm - con 4 fori
PG926/60/4	Ø 60 mm - con 4 fori
PG926/95/4	Ø 90 mm - con 4 fori

## Fasce fermaelettrodi

### Fasce riutilizzabili in para



#### Fascia in para con 1 serie di fori - in rotoli

PG905/55	fascia in para h. 24 mm
PG905/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG905/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG905/5	c.s. - lunghezza 500 mm
PG905/3	c.s. - lunghezza 350 mm

PG910/55	fascia in para h. 32 mm
PG910/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG910/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG910/5	c.s. - lunghezza 500 mm
PG910/3	c.s. - lunghezza 350 mm

#### Fascia in para con 2 serie di fori - in rotoli

PG909/55	fascia in para h. 45 mm
PG909/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG909/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG909/5	c.s. - lunghezza 500 mm

#### Fascia in para con 3 serie di fori - in rotoli

PG911/55	fascia in para h. 75 mm
PG911/15	c.s. - lunghezza 1500 mm

#### Fascia in para con 6 serie di fori - in rotoli

PG913/55	fascia in para h. 100 mm
PG913/15	c.s. - lunghezza 1500 mm



PG905/99	bottone plastico atraumatico di chiusura per fasce in para
----------	--

### Fasce con velcro di chiusura maschio/femmina



#### colore blu - altezza 30 mm

PG965/4	lunghezza 400 mm
PG965/6	lunghezza 600 mm
PG965/8	lunghezza 800 mm
PG965/10	lunghezza 1000 mm
PG965/99	in rotoli

#### colore blu - altezza 80 mm

PG945/4	lunghezza 400 mm
PG945/6	lunghezza 600 mm
PG945/8	lunghezza 800 mm
PG945/10	lunghezza 1000 mm
PG945/15	lunghezza 1500 mm
PG945/99	in rotoli



## Fasce fermaelettrodi



### colore bianco - altezza 100 mm

PG935/4	lunghezza 400 mm
PG935/6	lunghezza 600 mm
PG935/8	lunghezza 800 mm
PG935/10	lunghezza 1000 mm
PG935/15	lunghezza 1500 mm
PG935/99	in rotoli



### colore blu - altezza 100 mm

PG955/4	lunghezza 400 mm 20
PG955/6	lunghezza 600 mm 20
PG955/8	lunghezza 800 mm 20
PG955/10	lunghezza 1000 mm 20
PG955/15	lunghezza 1500 mm 20
PG955/99	in rotoli



### colore blu notte - altezza 50 mm

PG946/4	lunghezza 400 mm
PG946/6	lunghezza 600 mm
PG946/8	lunghezza 800 mm
PG946/10	lunghezza 1000 mm

## Fasce con velcro di chiusura maschio/maschio



### colore blu - altezza 80 mm

PG945/4M	lunghezza 400 mm
PG945/6M	lunghezza 600 mm
PG945/8M	lunghezza 800 mm
PG945/10M	lunghezza 1000 mm
PG945/15M	lunghezza 1500 mm



### colore blu - altezza 100 mm

PG955/4M	lunghezza 400 mm
PG955/6M	lunghezza 600 mm
PG955/8M	lunghezza 800 mm
PG955/10M	lunghezza 1000 mm
PG955/15M	lunghezza 1500 mm

*Fasce riutilizzabili*

*Fasce riutilizzabili  
in materiale conduttivo*



**Fascia in silicone conduttivo con scanalatura centrale**  
 PG901/2 altezza 50mm  
 scanalatura diam 2mm  
 PG906/2 altezza 100mm  
 scanalatura diam 2mm  
 PG907 lastra di gel adesivo conduttivo altezza 228mm

**Fascia in silicone conduttivo**  
 PG901 altezza 50mm  
 PG902 altezza 25mm

**Fascia in elastico conduttivo**  
 PG904 altezza 25mm  
 PG954 altezza 50mm

**Fascia in tela conduttiva**  
 PG931 altezza 50mm  
 PG931/60 altezza 60mm  
 PG931/80 altezza 80mm

**Fascia in tela conduttiva con velcro**  
 PG903/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm  
 PG903/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm  
 PG903/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm  
 PG903/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm  
 PG903/14 altezza 50mm - lunghezza 140cm

**Fascia elasticizzata conduttivo con velcro di chiusura e connessione a clip - colore blu**  
 PG954/35 altezza 50mm - lunghezza 35cm  
 PG954/45 altezza 50mm - lunghezza 45cm  
 PG954/50 altezza 50mm - lunghezza 50cm  
 PG954/65 altezza 50mm - lunghezza 65cm  
 PG954/80 altezza 50mm - lunghezza 80cm  
 PG954/120 altezza 50mm - lunghezza 120cm

**Fascia "Top Pace" in tela conduttiva e daino sintetico**

**con velcro di chiusura e connessione a clip**  
 PG933/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm  
 PG933/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm  
 PG933/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm  
 PG933/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm  
 PG933/14 altezza 50mm - lunghezza 140cm

**senza velcro e senza captatori**  
 PG933/30 altezza 50mm - lunghezza 300cm  
 PG933/50 altezza 50mm - lunghezza 500cm  
 PG933/70 altezza 50mm - lunghezza 700cm

**con superficie esterna isolata, velcro e connessione a clip**  
 PG923/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm  
 PG923/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm  
 PG923/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm  
 PG923/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm  
 PG923/14 altezza 50mm - lunghezza 140cm

## Elettrodi monopaziente

PG471



PG470



PG473



PG479/75




PG479/50



PG479/32




PG470W



PG473W



PG473W2



PG479/50W



PG871/40W



PG880/95W2



### Elettrodi per stimolazione con supporto in tessuto conduttivo

Elettrodi monopaziente altamente conduttivi con superficie di conduzione completamente gellata e snap, linguetta o cavetto per il collegamento

PG470	35X45 mm con clip
PG471	46X47 mm con clip
PG472	53X96 mm con clip
PG473	45X80 mm con clip
PG473/2	45X80 mm con due clip
PG474	45X98 mm con clip
PG475	65X45 mm con clip
PG476	45X150 mm con clip
PG477	75X140 mm con clip

PG479/32	Ø 32 mm con clip
PG479/50	Ø 50 mm con clip
PG479/75	Ø 75 mm con clip

PG470W	35X45 mm con cavetto
PG471W	46X47 mm con cavetto
PG472W	53X96 mm con cavetto
PG473W	45X80 mm con cavetto
PG473W2	45X80 mm con due cavetti
PG474W	45X98 mm con cavetto
PG475W	65X45 mm con cavetto
PG476W	45X150 mm con cavetto
PG477W	75X140 mm con cavetto
PG480/95W2	150x95 a farfalla con doppio cavetto

PG479/32W	Ø 32 mm con cavetto
PG479/50W	Ø 50 mm con cavetto
PG479/75W	Ø 75 mm con cavetto

### Elettrodi in foam con clip

PG873	45X80 MM CON CLIP
PG871/50	50X50 MM CON CLIP
PG879/32	diametro 32 mm con clip
PG879/75	diametro 75 con clip

### Elettrodi in foam con cavetto

PG873W	45X80 mm con cavetto
PG873W2	45X80 mm con 2 cavetti
PG874W	45X98 mm con cavetto
PG879/32W	Ø 32 mm con cavetto
PG879/50W	Ø 50 mm con cavetto
PG880/95W2	150x95 a farfalla con doppio cavetto



## Elettrodi

### *Elettrodi con supporto in Foam e alluminio*



PG10C



PG500



F3010

PG20

**Elettrodi monouso altamente conduttivi  
completi di gel solido adesivo**

PG10C	Ø 26 mm attacco a snap
PG500	28x24 mm attacco a linguetta
PG100	65x90 mm attacco a linguetta
PG20	bipolare con gel solido attacco a snap
F3010	bipolare con gel solido attacco a snap

**Elettrodi monopaziente**

PG470L	45x35
PG471L	46x47
PG473L	45x80
PG474L	46x98
PG475L	65x45
PG476L	45x150



PG100



PG473L



PG470L

**Elettrodi monouso altamente conduttivi  
per elettrolipolisi di superficie**



PG200

PG200	166x10 mm con gel attacco a linguetta
PG200W	155x20 mm con gel e cavetto



PG200W

## Gel elettroconduttore



G002



G006



G007



G008



G010

### Gel per ultrasuoni

- G006 flacone da 260gr.
- G007 flacone da 1000gr.
- G0066 tanica da 5000gr
- G0064 sacca morbida da 5000gr
- G0066KIT Kit composto da 6 taniche di gel per ultrasuoni da 5 kg complete di flaconi vuoti e 1 dispenser (G0067)

### Gel incolore per ultrasuoni, laser, luce pulsata

- G002 bustina da 20gr.
- G008 flacone da 260gr.
- G009 flacone da 1000gr
- G0084 sacca morbida da 5000gr
- G0086 tanica da 5000gr

### Dispenser manuale riutilizzabile

- G0067 dispenser per tanica da 5000gr.
- G0068 dispenser manuale riutilizzabile per sacca morbida da 5000ml
- G0069 dosatore per flacone da 1 KG

### Crema per radiofrequenza

- G016 crema per radiofrequenza in flacone da 1 kg
- G017 crema per radiofrequenza in sacca da 5 kg

### Gel ad alta densità

- G010



G0064



G0068



G0066



G0067



F-9024SSC



PG326



## Elettrodi di massa


F9024SSC	pinza per arti
PG326	massa per manipolo cerca punti
PG940/28	bracciale in tela conduttiva
PG941/28	bracciale in tela conduttiva e daino sintetico
PG942/28	bracciale in elastico conduttivo



PG-940/28



PG-941/28



PG-942/28

## Maschere conduttive

PG1010	per ionoforesi
PG1011	per elettrostimolazione





## *Ciabattine conduttive per elettrostimolazione*

- PG1020 bipolari, doppia connessione a clip, con solette idratibili in daino sintetico
- PG1030 monopolari, connessione a clip, con solette idratibili in daino sintetico
- PG1021 solette bipolari idratibili in daino sintetico
- PG1031 solette monopolari idratibili in daino sintetico



## *Guanti conduttivi per stimolazione*

- PG1040/M misura media
- PG1040/L misura grande



## *Calzini conduttivi per stimolazione*

- PG1050UNI misura unica

## Adattatori

### Adattatori

**Adattatore con presa femmina 2mm ed attacco a clip**

PG922/2TR colore rosso  
PG922/2TN colore nero

**Adattatore con presa maschio 2mm ed attacco a clip**

PG922/2MR colore rosso  
PG922/2MN colore nero

**Adattatore con presa femmina 4mm ed attacco a clip**

PG922/4TR colore rosso  
PG922/4TN colore nero

**Adattatore con spinotto maschio 4mm ed attacco a clip**

PG922/4MR colore rosso  
PG922/4MN colore nero

**Adattatore con clip maschio ed attacco a coccodrillo**

PG922/MCR colore rosso  
PG922/MCN colore nero

**Adattatore con presa femmina Ø4mm e spinotto maschio 2 mm**

PG922/42R colore rosso  
PG922/42N colore nero

**Adattatore con presa femmina Ø2mm e spinotto maschio 4 mm**

PG922/24R colore rosso  
PG922/24N colore nero

**Adattatore con clip maschio ed attacco maschio 2mm**

PG922/2CR colore rosso  
PG922/2CN colore nero

**Adattatore "a coccodrillo" per elettrodi a linguetta**

F9019R presa femmina 4mm - rosso  
F9019N presa femmina 4mm - nero  
F90192R presa femmina 2mm - rosso  
F90192N presa femmina 2mm - nero

**Adattatore per placche riutilizzabili**

PG997 da femmina 2mm a maschio 2mm  
PG998 da femmina 4mm a maschio 4mm

**Adattatore universale per connessione ad elettrodi sia a linguetta sia a clip**

F9017W presa femmina 4 mm



## *Sdoppiatori*

### *Sdoppiatori*



Sdoppiatore lunghezza 30 cm  
con clip maschio ad una estremità  
e doppia clip femmina all'altra

PG365/R colore rosso  
PG365/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 30 cm  
con presa femmina  $\varnothing 2$  mm ad una estremità  
e doppio spinotto maschio  $\varnothing 2$  mm all'altra

PG370/R colore rosso  
PG370/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 30 cm  
con spinotto  $\varnothing 2$  mm ad una estremità  
e doppia presa femmina  $\varnothing 2$  mm all'altra

PG371/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto  
maschio  $\varnothing 4$  mm ad una estremità  
e doppia clips femmina all'altra

PG372/R colore rosso  
PG372/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 65 cm  
con presa femmina  $\varnothing 4$  mm ad una estremità  
e doppia clips femmina all'altra

PG373/R colore rosso  
PG373/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 65 cm  
con presa femmina  $\varnothing 4$  mm ad una estremità  
e doppio spinotto maschio  $\varnothing 4$  mm all'altra

PG374/R colore rosso  
PG374/N colore nero



Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto  
maschio  $\varnothing 4$  mm ad una estremità  
e doppia presa femmina  $\varnothing 4$  mm all'altra

PG375/R colore rosso  
PG375/N colore nero

## Piastre

### Piastra monouso pregelate (elettrodi neutri)

**Piastra GEL SOLIDO in FOAM monopartita**

- F7805** adulti, dim. 216x106 mm.  
Superficie attiva 118 cm<sup>2</sup>
- F7805P** pediatrica, dim. 158x90mm.  
Superficie attiva 85 cm<sup>2</sup>
- F7805N** neonatale, dim. 88x74 mm.  
Superficie attiva 36 cm<sup>2</sup>



**Piastra versatile con Hydrogel in FOAM, monopartita**

- F7305** dim.150x108  
Superficie attiva 114cm<sup>2</sup>



### Pinze per Piastre

- F7901BS** set di pinza smontata per piastra asola passacavo 4 x 7 mm

- F7901WBS** set di pinza smontata per piastra asola passacavo 3,5 x 6 mm

### Cavi per piastre

- F7902/BLU** cavo per piastra monouso
- F7902/S** cavo per piastra in metallo



Manipoli cercapunti per massaggio e stimolazione

Manipoli e relativi accessori



- PG320      manipolo per lifting facciale  
cerca punti bipolare  
(riferimento interno)  
con connettore per elettrodo  
a vite M 4 - con spina RCA
- PG330      manipolo per lifting facciale  
cerca punti con riferimento  
separato e connettore  
per elettrodo a vite M 4  
con spina RCA
- PG330/M4P4      manipolo per lifting facciale  
cerca punti con presa maschio 4 mm  
protetto completo di 4 elettrodi:  
1 ago corto, 1 ago lungo,  
1 a pallina ed 1 a fungo
- PG330/M4PA      manipolo per lifting facciale cerca  
punti con presa maschio 4 mm  
protetto completo di 1 elettrodo  
ad ago corto
- PG330/M4P      manipolo per lifting facciale cerca  
punti con presa maschio 4 mm  
protetto senza elettrodi a corredo

- PG326      massa manipolo cercapunti
- PG340      manipolo per lifting facciale  
con riferimento interno  
con doppia sfera e attacco  
doppio spinotto maschio 2 mm
- PG340RGZ      manipolo per lifting facciale con  
cavo RG senza connettore
- PG321      Elettrodo a fungo per manipolo  
cercapunti modelli PG320/PG330
- PG322      c.s - ago corto 1 6,25
- PG323      c.s - ago lungo 1 6,25
- PG324      c.s - pallina 1 6,25
- PG325      c.s - a rullo 1 13,63
- PG342      manipolo leggero per stimolazione  
e/o ricerca dei punti  
riferimento interno, punta fissa 9 mm  
completo di spina jack 3,5 mono
- PG342S      manipolo leggero per lifting facciale  
- riferimento interno,  
dotato di doppia sfera  
completo di spina jack 3,5 mono
- PG342RCA      Come PG342  
completo di spinotto RCA
- PG342SRCA      Come PG342S  
completo di spinotto RCA

Manipoli per radiofrequenza

- PG336/32      diametro 32 mm senza connettore
- PG336/50      diametro 50 mm senza connettore

## Cavi e Cavetti

### "cavetti di collegamento unipolari a clip per elettrodi a snap



#### lunghezza 60 cm

F9022Z	senza terminale
F9022F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9022M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9022M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9022M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9022F2	terminale femmina Ø 2 mm

#### lunghezza 150 cm

F9032Z	senza terminale
F9032F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9032M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9032M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9032M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9032F2	terminale femmina Ø 2 mm

#### lunghezza 150 cm

F9042Z	senza terminale
F9042F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9042M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9042M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9042M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9042F2	terminale femmina Ø 2 mm

#### colorato con clip stesso colore del cavo

F9122Z	lunghezza 60 cm-senza terminale
F9132Z	lunghezza 150 cm-senza terminale
F9142Z	lunghezza cm 200-senza terminale



I COLORI DEVONO ESSERE SPECIFICATI AL MOMENTO DELL'ORDINE CAVETTI E CLIPS SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI: BIANCO, ROSSO, NERO, VERDE, BLU, GIALLO, MARRONE E VIOLA

### Cavetti di collegamento unipolari con diametro esterno 2,5 mm



#### con presa femmina 4 mm

F9072F4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072F4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073F4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073F4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074F4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074F4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

#### con spinotto maschio 4 mm

F9072M4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072M4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073M4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073M4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074M4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074M4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

### Cavetti di collegamento unipolari con diametro esterno 3,8 mm

#### con presa femmina 4 mm

F9172F4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9172F4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9173F4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9173F4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9071F4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9071F4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

#### con spinotto maschio 4 mm

F9072M4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072M4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073M4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073M4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074M6ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074M4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso



Cavi e Cavetti



PG355/15



PG365/15



PG362



F5302/RCA



F5304/J35M

*Cavetti di collegamento flessibili  
bipolari a clips per elettrodi a snap*

- PG350/15 modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh.150cm e spina Jack mono 3,5mm
- PG353/15 modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh.150cm e spina Jack mono 2,5mm
- PG355/15 modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lunghezza 150cm e spina RCA
- PG356/15 modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh. 150cm e spina jack stereo 6.3 mm

*Cavetti multipolari  
con terminali a clip*

cavetti di collegamento con parte principale bipolare lunghezza150cm con scatola di derivazioni - due derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero

- F5302/J35M9 Jack mono 3,5 mm a 90°
- F5302/J35M Jack mono 3,5 mm dritto
- F5302/RCA Spina RCA
- F5302/J6M Jack mono 6.3



F5304/J35M9

cavetti di collegamento con parte principale bipolare lunghezza150cm con scatola di derivazioni - quattro derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero

- F5304/J35M9 Jack mono 3,5 mm a 90°
- F5304/J35M Jack mono 3,5 mm dritto
- F5304/J con parte principale multipolare
- F5304 come F5304/J con cavo principale bipolare

Cavi e Cavetti



*Cavetti tipo piattina  
con terminali a clip stampati*

piattina con 2 clip (rossa e nera)  
per elettrodi a snap lunghezza 150 cm

PG 395/15Rx	spina RCA
PG 396/15x	con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG 396/15x9	con jack mono 3.5 mm a 90°
PG 396/15JSx	con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG396/15JS9x	con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-396/15x6	con jack mono 6.3 mm
PG396/15JS6x	con jack stereo 6.3 mm
PG 390/15Zx	senza connettore



*Cavetti tipo piattina  
con terminale  
maschio 2 mm stampato*

piattina con 2 terminali maschio 2 mm  
(rosso e nero) snap lunghezza 150 cm

PG 391/15Rx	e spina RCA
PG 391/15x	con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG-391/15J39x	con jack mono 3.5 mm A 90°
PG 391/15JS3x	con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG 391/15JSx	con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-391/15J6x	con jack mono 6.3 mm
PG 391/15JS6x	con jack stereo 6.3 mm
PG 391/15Zx	senza connettore

## Componentistica varia

60506227 Clip parte inferiore acciaio inox  
60506226 Clip parte superiore acciaio inox

60506323 Passacavo per cavo Ø 5 mm.  
60506204 Passacavo per cavo Ø 7.2 mm.

F-9012/3 Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo grande (3.2 mm)

F-9012 Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo stretto (2 mm)

60506235 Semiguscio Yok 2 fori  
60506212 Semiguscio Yok 4 fori  
60506206 Semiguscio Yok senza fori  
60506205 Scatolino smontato senza fori

FOLDER FISIO Folder contente i principali accessori per elettrostimolazione



Filato rosetta a metraggio disponibile nei colori: antracite, blu, giallo, viola, marrone, nero, rosso, verde.



### Connettori jack



2,5 mm mono



3,5 mm mono



RCA



6,3 mm mono



6,3 mm stereo



3,5 mm -90°





[www.fiab.it](http://www.fiab.it)

*Le informazioni relative ai prodotti contenuti nel presente catalogo/depliant non sostituiscono quanto riportato sulle schede tecniche dei diversi dispositivi; si raccomanda quindi di consultare queste ultime per ottenere indicazioni e dati più completi.*



FIAB SpA produce e commercializza da oltre quarant'anni dispositivi medici ed accessori per cardiologia, chirurgia, terapia respiratoria, fisioterapia e beauty care, oltre ad apparecchiature per stimolazione cardiaca e studi elettrofisiologici. Durante gli anni '80 ha assimilato la "CB Bioelettronica", Azienda Italiana leader nel settore della stimolazione temporanea e transesofagea, e nello stesso tempo ha autonomamente sviluppato numerosi nuovi prodotti; il risultato di tutto questo ha portato ad un considerevole ampliamento dei prodotti in catalogo.

La qualità e l'alta tecnologia della produzione nel settore dei Dispositivi Medici fa di FIAB, con i suoi due stabilimenti di Vicchio nel Mugello, una realtà importante sia a livello nazionale che internazionale nella fornitura di prodotti specialistici e servizi per l'ospedalità Pubblica e Privata; la struttura commerciale dell'Azienda copre tutto il territorio nazionale in maniera capillare ed esporta i propri prodotti in oltre 100 paesi nel mondo.

I Plus aziendali sono sicuramente l'esperienza maturata in anni di collaborazione con numerosissimi specialisti del settore, gli elevati standard qualitativi - legati comunque ad una ottima flessibilità alle esigenze del cliente - ed una importante capacità tecnica e produttiva.

Il sistema di Qualità è certificato ISO 13485 dalla British Standards Institution (BSI); i prodotti FIAB sono marcati CE secondo le direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE sotto il controllo degli Organismi Notificati BSI (0086) ed Istituto Superiore di Sanità (0373)



Via Costoli, 4 - Via Passerini, 2, 4, 6 - 50039 Vicchio Firenze Italia  
Tel. +39 0558497962 - 0558497965 - 0558497960 - 0558497964  
Fax +39 0558497977

E-mail: [dvind@fiab.it](mailto:dvind@fiab.it) <http://www.fiab.it>



MD77846 - FM77847  
**ISO 13485**

